

ビルドイットFR 4mLシリンジについて

1. シリンジの取扱いについて

ミキシングチップ内でペーストが硬化した状態で無理にプランジャー部を操作しないでください。プランジャーを無理に押しとシリンジ本体の破損やペーストの逆流を生じることがあります。



2. ペーストの等量排出確認について

ミキシングチップを装着する前に練和紙等に少量ペーストを排出し、両ペースト(ベース、キャタリスト)が等量排出されていることを必ずご確認ください。ペーストが等量排出されていない場合、硬化不良を生じる恐れがありますので、ご使用毎に必ずご確認ください。



3. 保管について

ご使用後はミキシングチップを取り外し、排出口で両ペーストが互いに接触していないことを確認後キャップを閉め、冷暗所にて保管してください。両ペーストが接触した状態で保管するとシリンジ内でビルドイットFRが硬化する恐れがあります。

