

グラスファイバーメッシュ強化型セパレーティングディスク

T.K. セパレーティングディスク

セラミック&メタル用

メタル用



メタル用 MOT-26/025 (直径26mm 厚さ:0.25mm)

セラミック&メタル用
MOT-20/025 (直径20mm 厚さ:0.25mm)

グラスファイバーで補強されたしなやかで 耐久性のあるセパレーティングディスク

グラスファイバー補強により強化されたディスクだから、
切削中も、取り付け中も、割れにくい。



グラスファイバー補強 (拡大写真)

シャープな切れ味

切削性に優れたセパレーティングディスク。セラミック用は、微細なダイヤモンド粒子配合により、更に切削性能を向上。

用途で選べる、豊富なサイズ

セラミック&メタル用 0.2mm / 0.25mm / 0.3mm


メタル用 0.2mm / 0.25mm / 0.3mm / 0.5mm / 0.7mm / 1.0mm

ディスク表面に、厚さと直径を大きく数値表示しているから、選択が容易。



0.2mm ~ 0.3mmは、フレキシブル。

歯間部の形態修正等、繊細なセラミックワークにも幅広くご使用いただけます。



セラミック&メタル用

0.2mm



ダイヤモンド粒子配合

商品番号：MOT-20/02

サイズ：直径 20mm 厚さ 0.2mm
包装：10 枚入
標準価格：5,300 円（税別）

0.25mm



ダイヤモンド粒子配合

商品番号：MOT-20/025

サイズ：直径 20mm 厚さ 0.25mm
包装：10 枚入
標準価格：5,300 円（税別）

0.3mm



ダイヤモンド粒子配合

商品番号：MOT-20/03

サイズ：直径 20mm 厚さ 0.3mm
包装：10 枚入
標準価格：5,300 円（税別）

炭化ケイ素フリー

セラミック&メタル用は、炭化ケイ素を含みません。

メタル用 を、ポーセレンの形態修正に使用すると、切削面が一部黒くなることがありますので、ご注意ください。

ご使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。

表示価格は消費税を含みません。
(2014年1月21日現在)

一般医療機器 歯科材料 9

歯科用研削材料 歯科技工用アプレシブ研削器具 (70901000)

届出番号：13B2X00022000024号

メタル用

0.2mm



商品番号：MOT-22/02

直径：22mm 厚さ：0.2mm
包装：20 枚入
標準価格：4,800 円（税別）

0.25mm



商品番号：MOT-22/025

直径：22mm 厚さ：0.25mm
包装：20 枚入
標準価格：4,800 円（税別）



商品番号：MOT-26/025

直径：26mm 厚さ：0.25mm
包装：20 枚入
標準価格：4,800 円（税別）

0.3mm



商品番号：MOT-22/03

直径：22mm 厚さ：0.3mm
包装：20 枚入
標準価格：4,800 円（税別）



商品番号：MOT-26/03

直径：26mm 厚さ：0.3mm
包装：20 枚入
標準価格：4,800 円（税別）

0.5mm



商品番号：MOT-22/05

直径：22mm 厚さ：0.5mm
包装：20 枚入
標準価格：4,800 円（税別）



商品番号：MOT-26/05

直径：26mm 厚さ：0.5mm
包装：20 枚入
標準価格：4,800 円（税別）



商品番号：MOT-40/05

直径：40mm 厚さ：0.5mm
包装：20 枚入
標準価格：7,600 円（税別）

0.7mm



商品番号：MOT-40/07

直径：40mm 厚さ：0.7mm
包装：20 枚入
標準価格：7,600 円（税別）

1.0mm



商品番号：MOT-40/1

直径：40mm 厚さ：1mm
包装：20 枚入
標準価格：7,600 円（税別）