

# ジルコニア & セラミックにより美しい輝きを



ジルコニア・セラミック用研磨材

## ZIRKOPOL

ジルコポル

内容量 30g 入



スピーディーな研磨感覚を、ぜひお試しください!


ダイヤモンド  
粒子配合

- 優れた切削効率と美しい研磨結果を求め、ペーストに微細なダイヤモンド粒子を配合
- つやの出しにくい小窩・裂溝も、ブラシやバフのみで簡単につや出しが完了
- 高い研磨性能に加え、お求めやすいリーズナブルプライスを実現

ブラシやバフのみの研磨ステップで、簡単につや出しが完了



ジルコポルによる研磨前



ジルコポルと研磨用ブラシをもちいることでよりスピーディーに研磨できます。



研磨完成

ジルコニア・フルアナトミカルクラウン



製作：湘南セラミック 白石 大典氏

ジルコニア・アパットメント



製作：フェスタデンタルテクノロジー 山口 芳正氏

多目的研磨材

## MULTI-POL マルチポル

内容量 320g 入

メタルからレジンまで幅広い用途!

金銀パラジウム  
合金

レジン

コバルト  
クロム合金

プレシャス  
メタル

マルチポルおすすめ研磨方法 (コバルトクロム金属床)

麻布製バフホイール + 「マルチポル」  
レース研磨



3行ブラシ + 「マルチポル」  
レース研磨




The光沢研磨

# ダイヤモンド粒子を配合、 コバルト・クロム合金を スピード鏡面仕上げ



## Co-Cr 合金用研磨材 DIA COBALT-POL ダイヤコバルトポリ



内容量 200g 入

### ダイヤモンド粒子配合

優れた切削効率と美しい研磨結果を求め  
ペーストに微細なダイヤモンド粒子を配合

### スピード鏡面仕上げ

今まで困難だったコバルト・クロム合金の  
仕上げ研磨が短時間で完了



製作：フェスタデンタルテクノロジー 山口 芳正氏



製作：ODA 小倉 眞氏



製作：有限会社カナイナビデント 金井孝行氏

### レジン用研磨材

#### フェグポル KU-100 NEW



中研磨から艶出し  
研磨までおこなえ  
るアクリルレジン  
用研磨材。金属面  
にも効果があり、  
フィニッシングラ  
インの研磨も短時  
間で美しい光沢が

得られます。ブラシやバフのみで簡単につや  
出しが完了します。

内容量 200g 入

### レジン用光沢仕上げ研磨材

#### プロトフィックス ポリッシュ クリーム

短時間でキメの細かい光沢仕上げが可能なレジン用研  
磨材です。クリーム状の水性ペーストのため、研磨後  
の洗浄も容易。金属面の研磨にも効果があるため、ブ  
ラシやバフのみで簡単につや出しが完了します。



内容量 100g 入

### チタン専用研磨材

#### フェグポル TI-99



短時間で、美しい光沢仕上げが可能  
な、チタン専用研磨材です。

内容量 250g 入