

# マイクロサージカル用インスツルメント JETip インスツルメント

## JETip MICROSURGICAL INSTRUMENT



上記写真は、ハンドル（アルミニウム）を示しています。ハンドル（チタン）はゴムリングのカラーによる識別となります。

### 診療ステップによってハンドルカラーをコード化し、効率よく選択が可能



### 29種類のチップと4色のハンドル（アルミまたはチタン）を、自由に組み合わせ可能です



### JETip インスツルメント ベーシックセット2

・JETipインスツルメント チップ:29本

JET-JX1	JET-JX2	JET-JX5	JET-JEX	JET-JPP
JET-JE1	JET-JE2	JET-JE3	JET-JE4	
JET-JC1	JET-JC2	JET-JC3	JET-JC4	JET-JC9
JET-JC11	JET-JC12	JET-JC13	JET-JC14	JET-JC15
JET-JC16				
JET-JM1	JET-JM2	JET-JM3	JET-JM4	
JET-JB2	JET-JP3	JET-JP6	JET-JP7	

- ・JETipインスツルメント ハンドル:15本
- ・マイクロミラー:3本
- ・マイクロミラーハンドル:1本
- ・MTAブロック:1個
- ・チップレンチ:1個
- ・サージカルカセット:1個



※写真は、ベーシックセット2（アルミニウムハンドル）です。

ベーシックセット2（アルミニウムハンドル）:JET-JISSB2  
ベーシックセット2（チタンハンドル）:JET-TJISSB2

エキスポローラ		デンタルミラー	エキスポローラ	ペリオデンタルプローブ
根尖部切断面の精査用探針		診断用ミラー	エンド用探針	ペリオ用プローブ
先端角度115°	先端角度90°			
<b>JET-JX1</b>	<b>JET-JX2</b>	<b>JET-JX5</b>	<b>JET-JEX</b>	<b>JET-JPP</b>

ペリオスチールエレベーター			
歯肉剥離用インスツルメント			
<b>JET-JE1</b>	<b>JET-JE2</b>	<b>JET-JE3</b>	<b>JET-JE4</b>

歯間乳頭部の剥離に便利

キュレット					
病変内の歯根面のキュレタージとルートブリーニング			病変掻爬用キュレット		
			ストレートタイプ小	ストレートタイプ大	アングルタイプ大
					アングルタイプ小
					オフセットタイプ
<b>JET-JC1</b>	<b>JET-JC2</b>	<b>JET-JC3</b>	<b>JET-JC9</b>	<b>JET-JC10</b>	<b>JET-JC11</b>
<b>JET-JC4</b>	<b>JET-JC12</b>	<b>JET-JC13</b>	<b>JET-JC14</b>	<b>JET-JC15</b>	<b>JET-JC16</b>

レトロフィリング キャリア		ボールバーニッシャー		マイクロブラガ	
逆根管充填時の充填材の表面の成形		MTAを逆根管形成窩洞へ運搬		逆根管充填材の圧接や、根管壁に残ったガッタバーチャの圧接	
ストレートタイプ	アングルタイプ	ボールタイプ		ストレートタイプ 先端径0.75mm	アングルタイプ 先端径0.5mm
<b>JET-JM1</b>	<b>JET-JM2</b>	<b>JET-JM3</b>	<b>JET-JM4</b>	<b>JET-JB2</b>	<b>JET-JP3</b>
<b>JET-JM5</b>	<b>JET-JM6</b>	<b>JET-JP6</b>	<b>JET-JP7</b>		

MTAブロック	JETipインスツルメント ハンドル (1本入)				チップレンチ	サージカルカセット	
練和したMTAをブロックの溝に填入し、MTAキャリアですくい上げることで、逆根管充填に適したMTAを成型できます。	アルミニウム		チタン		 ハンドルとチップの取付に使用します <b>JET-WR01</b>	 インスツルメントを16本収納可能なケースです <b>JET-JISC2</b>	
	シルバー		<b>JET-JIHS</b>				<b>JET-TJIHS</b>
	ゴールド		<b>JET-JIHY</b>				<b>JET-TJIHY</b>
	ブルー		<b>JET-JIHB</b>				<b>JET-TJIHB</b>
	グリーン		<b>JET-JIHG</b>				<b>JET-TJIHG</b>

※ハンドル(チタン)はゴムリングのカラーによる識別となります

JETipインスツルメント マイクロミラー	
マイクロミラー (ミラー部 長さ6mm×幅3mm)	<b>JET-JIMM1</b>
マイクロミラー (ミラー部 長さ8mm×幅4mm)	<b>JET-JIMM2</b>
マイクロミラー (ミラー部 直径5mm)	<b>JET-JIMM3</b>
マイクロミラーハンドル	<b>JET-JIMMH</b>

ご使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。

一般医療機器 機械器具(65)歯科用充填器 歯科用充填器(70680000) 届出番号:1382X00022000071号

2022-05

セット  
JETipインスツルメント ベーシックセット2(カセット付) アルミハンドル(1セット)  
JETipインスツルメント ベーシックセット2(カセット付) チタンハンドル(1セット)

単品  
JETipインスツルメント チップ(1本入)  
JETipインスツルメント ハンドル(アルミニウム)(1本入)  
JETipインスツルメント ハンドル(チタン)(1本入)  
チップレンチ  
MTAブロック(1個入)  
JETipインスツルメント マイクロミラー(1本入)  
JETipインスツルメント マイクロミラーハンドル(1本入)  
JETipインスツルメント サージカルカセット(1個入)