



鏡面仕上げのブレード

持ち替えずにすばやく術野を確認

ブレードが交換できる



リトラック
leetrac™

マイクロエンドサージェリー用リトラクター

鋸歯状の形態を付与

ブレード部先端の微細な鋸歯状（ノコギリ歯状）により、皮質骨への安定した固定ができます。



リトラック ウイング

視認性と操作性を確保したまま、確実なリトラクトおよび組織の保護が可能です。



ワイドハンドルとナローハンドルの2種類

幅が異なる2種類のハンドルをご用意。



ワイドハンドル



ナローハンドル

交換可能なブレード ブレード部はネジ固定式のため容易に交換できます。

ワイド用 (単位:mm)				ナロー用 (単位:mm)			
LTRBS	LTRBT	LTRBR	LTSBS	LTNBS	LTNBN	LTNBT	LTNBP



セット品

- **リトラック ワイドセット** ----- 33,000円(税抜:30,000円)
ワイドハンドル×1、ブレード(LTRBS×1、LTRBT×1)、ワイドウイング×1、ワイドオートクレープキャップ×1、スクリュー×4
- **リトラック ナローセット** ----- 33,000円(税抜:30,000円)
ナローハンドル×1、ブレード(LTNBS×1、LTNBN×1)、ナローウイング×1、ナローオートクレープキャップ×1、スクリュー×6



リトラック セット

単品

- リトラック ブレード 8種(1個入)----- 各 6,600円(税抜:6,000円)
- リトラック ウイング(1個入) **ワイド用** or **ナロー用** ----- 各 2,200円(税抜:2,000円)
- リトラック オートクレープキャップ(1個入) **ワイド用** or **ナロー用** 各 2,200円(税抜:2,000円)



ウイング オートクレープキャップ

価格は2021年7月1日現在のものです(消費税を含みます)。ご使用の際は製品添付文書を必ずご確認ください。

一般医療機器 機械器具42 医療用顕微鏡 歯科用起子及び剥離子(70683000) 届出番号:13B2X00022000121号

滅菌方法: オートクレープ(134℃、10分) 推奨

滅菌時は、ブレードの表面を保護するため、必ず専用のオートクレープキャップを装着してください。



PENTRON®
JAPAN INC.

製造販売元: **ペントロン ジャパン株式会社**
〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17 5F・6F
TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

製造元
B&L バイオテック社 (韓国)
(B&L Biotech Co.)