

グラスファイバーメッシュ強化型セパレーティングディスク

T.K. セパレーティングディスク

セラミック&メタル用

メタル用



メタル用 MOT-22/015 (直径22mm 厚さ:0.15mm)



セラミック&メタル用 MOT-20/015 (直径20mm 厚さ:0.15mm)

NEW!**厚さ 0.15mm**厚さ0.15mmの
薄型ディスクが
新登場

グラスファイバーで補強されたたしなやかで
耐久性のあるセパレーティングディスク

グラスファイバー補強により強化されたディスクだから、
切削中も、取り付け中も、割れにくい。



グラスファイバー補強 (拡大写真)

シャープな切れ味

切削性に優れたセパレーティングディスク。セラミック用は、微細なダイヤモンド粒子配合により、更に切削性能を向上。

用途で選べる、豊富なサイズ

セラミック&メタル用 0.15mm / 0.2mm / 0.25mm / 0.3mm


メタル用 0.15mm / 0.2mm / 0.25mm / 0.3mm / 0.5mm / 0.7mm / 1.0mm

ディスク表面に、厚さと直径を大きく数値表示しているから、選択が容易。



0.15mm ~ 0.3mmは、フレキシブル。

歯間部の形態修正等、繊細なセラミックワークにも幅広くご使用いただけます。



セラミック&メタル用

0.15mm



ダイヤモンド粒子配合

商品番号：MOT-20/015

サイズ：直径20mm 厚さ0.15mm
包装：10枚入

0.2mm



ダイヤモンド粒子配合

商品番号：MOT-20/02

サイズ：直径20mm 厚さ0.2mm
包装：10枚入

0.25mm



ダイヤモンド粒子配合

商品番号：MOT-20/025

サイズ：直径20mm 厚さ0.25mm
包装：10枚入

0.3mm



ダイヤモンド粒子配合

商品番号：MOT-20/03

サイズ：直径20mm 厚さ0.3mm
包装：10枚入

炭化ケイ素フリー

セラミック&メタル用は、
炭化ケイ素を含みません。

メタル用

0.15mm



商品番号：MOT-22/015

直径：22mm 厚さ：0.15mm
包装：20枚入

0.25mm



商品番号：MOT-22/025

直径：22mm 厚さ：0.25mm
包装：20枚入

0.3mm



商品番号：MOT-22/03

直径：22mm 厚さ：0.3mm
包装：20枚入

0.2mm



商品番号：MOT-22/02

直径：22mm 厚さ：0.2mm
包装：20枚入



商品番号：MOT-26/025

直径：26mm 厚さ：0.25mm
包装：20枚入



商品番号：MOT-26/03

直径：26mm 厚さ：0.3mm
包装：20枚入

0.5mm



商品番号：MOT-22/05

直径：22mm 厚さ：0.5mm
包装：20枚入



商品番号：MOT-26/05

直径：26mm 厚さ：0.5mm
包装：20枚入



商品番号：MOT-40/05

直径：40mm 厚さ：0.5mm
包装：20枚入

0.7mm



商品番号：MOT-40/07

直径：40mm 厚さ：0.7mm
包装：20枚入

1.0mm



商品番号：MOT-40/1

直径：40mm 厚さ：1mm
包装：20枚入

T.Kセパレーティングディスクは、直径8mm以上のマンドレルをご使用ください。

ご使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。

〔一般医療機器〕 歯科材料 9 歯科用研削材料 歯科技工用アブレイブ研削器具 (70901000) 品出番号:13B2X00022000024号